


Folie Silikonowe

Folie silikonowe do otochirurgii, sterylne

- Najwyższej jakości silikon medyczny
- Grubość 0,13 mm
- Gotowe kształty, sterylne
- 3 folie w jednym opakowaniu
- Przezroczyste lub niebieskie

Art. nr	Wymiary	Kolor	Opakowanie
1710000	6 × 20 mm	przezroczysty	30 sztuk (10 × 3)
1710000-B	6 × 20 mm	niebieski	30 sztuk (10 × 3)
1710001	6 × 40 mm	przezroczysty	30 sztuk (10 × 3)
1710001-B	6 × 40 mm	niebieski	30 sztuk (10 × 3)
1720000	15 × 15 mm	przezroczysty	20 sztuk (10 × 2)
1720001	3 × 15 mm	przezroczysty	40 sztuk (10 × 4)




UWAGA:

Aby zachować dobre właściwości materiału silikonowego, należy sterylizować tylko takie ilości jakie są potrzebne.

Folie silikonowe, niesterylne

- Wysokiej jakości silikon medyczny

Art. nr	Wymiary	Opis	Kolor	Grubość	Opakowanie
1760100	300 × 300 mm	shore 60	przezroczysty	1,00 mm	1 sztuka
1760100-B	300 × 300 mm	shore 60	niebieski	1,00 mm	1 sztuka
1780100-B	300 × 300 mm	shore 80	niebieski	1,00 mm	1 sztuka
2030005	300 × 300 mm	shore 40	przezroczysty	0,13 mm	1 sztuka
2030040	300 × 300 mm	shore 40	przezroczysty	1,00 mm	1 sztuka
1720040-B	3,5 × 25 mm		niebieski	0,13 mm	34 sztuk
1762100-BSU	75 × 55 mm	shore 60	niebieski	1,00 mm	25 sztuk
1762100-BSU-100	75 × 55 mm	shore 60	niebieski	1,00 mm	100 sztuk
1762100-SU	75 × 55 mm	shore 60	przezroczysty	1,00 mm	25 sztuk



Folie silikonowe, niesterylne

Folie silikonowe są używane podczas zabiegów otochirurgii jako podkład do szycia oraz mechanicznej fiksacji tkanki. Folie są pakowane oddzielnie i są niesterylne.

Folie nie są przeznaczone do transplantacji!

Art. nr	Wymiary	Opis	Opakowanie
176B500-BSU	60 × 90 × 5 mm	60 shore	5 sztuk

