

Otologia

Tytanowe tuby wentylacyjne, samo-nacinające

*„Czy Twoje ostrze do myringotomii
jest zawsze ostre?”*

- Oszczędność czasu
- Łatwe pozycjonowanie
- Doskonałe rezultaty drenażu i wentylacji
- Kształt typu Collar Button
- Właściwe umocowanie
- Może być używane w połączeniu z rurką ssącą, Ø 1,2 mm (Art. nr 302012)




Art. nr	Średnica wew.	Opakowanie
10125SC	1,25 mm	10 sztuk, sterylne

Uniwersalne kleszcze do zakładania tubek

- Uniwersalne kleszcze do zakładania tubek wentylacyjnych typu Collar Button


Art. nr	Opakowanie
10-758-00	1 sztuka






Tytanowe tuby wentylacyjne typu Collar Button

- Klasyczny design
- 4 rozmiary (średnice wewnętrzne)
- Spełniają najwyższe standardy
- Doskonała biokompatybilności i biozgodność
- Bardzo lekkie
- Przeznaczone do wentylacji średnio-terminowych




A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego
D = Średnica kołnierza zewnętrznego
E = Odległość pomiędzy kołnierzami



Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
10076		1,49 mm	0,76 mm	1,57 mm	1,97 mm	1,01 mm	10 sztuk, sterylne
10100		1,55 mm	1,00 mm	2,25 mm	2,25 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne
10100F	z nicią	1,55 mm	1,00 mm	2,25 mm	2,25 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne
10125		1,55 mm	1,25 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne
10125F	z nicią	1,55 mm	1,25 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne
10150		1,55 mm	1,50 mm	2,75 mm	2,75 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne
10150F	z nicią	1,55 mm	1,50 mm	2,75 mm	2,75 mm	1,15 mm	10 sztuk, sterylne

Tytanowe tuby wentylacyjne typu Shepard

- Klasyczny design
- 2 rozmiary (średnica wewnętrzna)
- Spełniają najwyższe standardy
- Doskonała biokompatybilność i biozgodność
- Bardzo lekkie
- Przeznaczone do wentylacji krótko-terminowych



A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego
D = Średnica kołnierza zewnętrznego
E = Odległość pomiędzy kołnierzami





Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
101100		2,20 mm	1,00 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
101100F	z nicią	2,20 mm	1,00 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
101125		2,20 mm	1,25 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
101125F	z nicią	2,20 mm	1,25 mm	2,50 mm	2,50 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne



Otologia

Silikonowe tuby wentylacyjne typu Donaldson

- Przeznaczone do wentylacji krótko-terminowej
- Kształt kołnierza zabezpieczający przed migracją i wypadnięciem
- Wyposażone w „języczek” ułatwiający zakładanie i wyjmowanie tuby
- Pakowane pojedynczo i sterylne





- A = Średnica wewnętrzna
 B = Długość
 C = Średnica kołnierza wewnętrznego
 D = Średnica kołnierza zewnętrznego
 E = Odległość pomiędzy kołnierzami

Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
103000		2,21 mm	1,10 mm	2,16 mm	2,11 mm	0,74 mm	10 sztuk, sterylne
103010	z jęczyzkiem	2,21 mm	1,10 mm	2,16 mm	2,11 mm	0,74 mm	10 sztuk, sterylne

Silikonowe tuby wentylacyjne typu Paparella I + II

- Przeznaczone do wentylacji krótko-terminowej
- Kształt kołnierza wewnętrznego ułatwiający zakładanie tuby
- Dostępne 2 rozmiary (średnice)
- Pakowane pojedynczo i sterylne
- Wyposażone w jęczyzek



Paparella Typ I

Paparella Typ II

- A = Średnica wewnętrzna
 B = Długość
 C = Średnica kołnierza wewnętrznego
 D = Średnica kołnierza zewnętrznego
 E = Odległość pomiędzy kołnierzami

Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
103300	Typ I	2,21 mm	1,10 mm	2,16 mm	2,11 mm	1,19 mm	10 sztuk, sterylne
103310	Typ II	1,98 mm	1,50 mm	4,45 mm	3,00 mm	1,09 mm	10 sztuk, sterylne







Silikonowe tuby wentylacyjne typu T-Tube

- Przeznaczone do wentylacji długo-terminowej
- Możliwość skracania płaszcza i kołnierza
- Klasyczny design
- Dostępne 2 rozmiary
- Pakowane pojedynczo i sterylne

A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego




Art. nr	(B)	(A)	(C)	Opakowanie
103100	12,0 mm	1,14 mm	9,5 mm	10 sztuk, sterylne
103150	5,5 mm	1,14 mm	7,5 mm	10 sztuk, sterylne

Silikonowe tuby wentylacyjne typu Grommet T-Tube

- Przeznaczone do wentylacji długo-terminowej
- Wyposażone w „języczek” ułatwiający zakładanie i wyjmowanie tuby
- Pakowane pojedynczo i sterylne

A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego
D = Średnica kołnierza zewnętrznego
E = Odległość pomiędzy kołnierzami










Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
103200	z języczkiem	3,81 mm	1,27 mm	3,81 mm	2,49 mm	8,13 mm	10 sztuk, sterylne




Otologia

Instrukcja zakładania tubek wentylacyjnych



Insertery do tubek typu T-Tube

- Dla tubek typu T-Tube, 5,5 mm do 12 mm




Art. nr	Opis	Opakowanie
10-760-00	rozbieralne	1 sztuka
1316012	nierozbieralne	1 sztuka





Silikonowe tuby wentylacyjne typu Armstrong

- Przeznaczone do wentylacji średnio-terminowej
- Skośny kołnierz wewnętrzny
- Pakowane pojedynczo i sterylne




A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego
D = Średnica kołnierza zewnętrznego




Art. nr	(B)	(A)	(C)	(D)	Opakowanie
103400	3,86 mm	1,10 mm	3,61 mm	3,61 mm	10 sztuk, sterylne

Fluoroplastikowe tuby wentylacyjne typu Collar Button

- Przeznaczone do wentylacji średnio-terminowej
- Klasyczny design
- Dostępne 3 rozmiary (średnice wewnętrzne)
- Wyposażone w stalową nić
- Pakowane pojedynczo i sterylne



A = Średnica wewnętrzna
B = Długość
C = Średnica kołnierza wewnętrznego
D = Średnica kołnierza zewnętrznego
E = Odległość pomiędzy kołnierzami




Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
104100		2,10 mm	1,00 mm	2,70 mm	2,70 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
104100-F	z nicią	2,10 mm	1,00 mm	2,70 mm	2,70 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
104125		2,10 mm	1,25 mm	2,95 mm	2,95 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
104125-F	z nicią	2,10 mm	1,25 mm	2,95 mm	2,95 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
104150		2,10 mm	1,50 mm	3,20 mm	3,20 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne
104150-F	z nicią	2,10 mm	1,50 mm	3,20 mm	3,20 mm	1,30 mm	10 sztuk, sterylne



Otologia

Fluoroplastikowe tuby wentylacyjne typu Shepard

- Przeznaczone do wentylacji krótko-terminowej
- Klasyczny design
- Wyposażone w stalową nić
- Pakowane pojedynczo i sterylne



A = Średnica wewnętrzna
 B = Długość
 C = Średnica kołnierza wewnętrznego
 D = Średnica kołnierza zewnętrznego
 E = Odległość pomiędzy kołnierzami



Art. nr	Opis	(B)	(A)	(C)	(D)	(E)	Opakowanie
104115		2,40	1,15	2,40	2,40	1,50	10 sztuk, sterylne
104115-F	z nicią	2,40	1,15	2,40	2,40	1,50	10 sztuk, sterylne

Fluoroplastikowe tuby wentylacyjne typu Shah

- Przeznaczone do wentylacji średnio-terminowej
- Poszerzony kołnierz wewnętrzny
- Wyposażone w języczek
- Pakowane pojedynczo i sterylne

Art. nr	ø wew.	Opis	Opakowanie
104200	1,14 mm	z języczkiem	10 sztuk, sterylne
104210	1,14 mm		10 sztuk, sterylne

