


Tytanowe dreny wentylacyjne Collar Button samonacinające

- oszczędność czasu
- łatwe pozycjonowanie
- doskonałe rezultaty drenażu i wentylacji
- kształt typu Collar Button
- stabilne umocowanie
- pakowane pojedynczo, sterylnie




Nr kat.	Ø wew.	Opakowanie
10125SC	0,76 mm	10 sztuk, sterylne

Uniwersalne kleszeczki do zakładania drenów wentylacyjnych


- uniwersalne kleszeczki do zakładania drenów wentylacyjnych typu Collar Button

Nr kat.	Opakowanie
10-758-00	1 sztuka



Tytanowe dreny wentylacyjne typu Collar Button

- klasyczny kształt
- 4 rozmiary (średnice wewnętrzne)
- doskonała biokompatybilności i biozgodność
- bardzo lekkie
- dostępne modele z nicią ze stali chirurgicznej
- przeznaczone do wentylacji średnioterminowych
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
10076		0,76 mm	10 sztuk, sterylne
10100		1,00 mm	10 sztuk, sterylne
10100F	z nicią	1,00 mm	10 sztuk, sterylne
10125		1,25 mm	10 sztuk, sterylne
10125F	z nicią	1,25 mm	10 sztuk, sterylne
10150		1,50 mm	10 sztuk, sterylne
10150F	z nicią	1,50 mm	10 sztuk, sterylne

Tytanowe dreny wentylacyjne typu Shepard

- klasyczny kształt
- 2 rozmiary (średnica wewnętrzna)
- doskonała biokompatybilności i biozgodność
- bardzo lekkie
- dostępne modele z nicią ze stali chirurgicznej
- przeznaczone do wentylacji krótkoterminowych
- pakowane pojedynczo, sterylne





Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
101100		1,00 mm	10 sztuk, sterylne
101100F	z nicią	1,00 mm	10 sztuk, sterylne
101125		1,25 mm	10 sztuk, sterylne
101125F	z nicią	1,25 mm	10 sztuk, sterylne

Silikonowe dreny wentylacyjne typu Donaldson

- przeznaczone do wentylacji krótkoterminowej
- kształt kołnierza zabezpiecza przed wypadnięciem
- języczek ułatwiający zakładanie i wyjmowanie drenu
- pakowane pojedynczo, sterylnie


Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
103000		1,10 mm	10 sztuk, sterylne
103010	z języczkiem	1,10 mm	10 sztuk, sterylne



Silikonowe dreny wentylacyjne typu Paparella I + II

- przeznaczone do wentylacji krótkoterminowej
- kształt kołnierza ułatwiający zakładanie drenu
- dostępne 2 rozmiary (średnice)
- wyposażone w języczek
- pakowane pojedynczo, sterylnie

Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
103300	Typ I	1,10 mm	10 sztuk, sterylne
103310	Typ II	1,50 mm	10 sztuk, sterylne



Paparella Typ I




Paparella Typ II



Silikonowe dreny wentylacyjne typu T-Tube

- przeznaczone do wentylacji długoterminowej
- możliwość skracania płaszczka i kołnierza
- klasyczny kształt
- dostępne 2 rozmiary (długość i szerokość)
- pakowane pojedynczo, sterylnie



Nr kat.	Długość	Ø wew.	Szerokość	Opakowanie
103100	12,0 mm	1,14 mm	9,5 mm	10 sztuk, sterylne
103150	5,0 mm	1,14 mm	7,5 mm	10 sztuk, sterylne

Silikonowe dreny wentylacyjne typu Grommet T-Tube

- przeznaczone do wentylacji długoterminowej
- języczek ułatwiający zakładanie i wyjmowanie drenu
- pakowane pojedynczo, sterylnie




Nr kat.	Opis	Długość	Ø wew.	Szerokość	Opakowanie
103200	z języczkiem	3,5 mm	1,27 mm	6,4 mm	10 sztuk, sterylne

Przyrząd do zakładania drenów typu T-Tube

- instrument do zakładania drenów typu T-Tube o długości od 5,0 mm do 12 mm

Nr kat.	Opis	Opakowanie
10-760-00	rozbieralne	1 sztuka



Silikonowe dreny wentylacyjne typu Armstrong


- przeznaczone do wentylacji średnioterminowej
- skośny kołnierz wewnętrzny
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Ø wew.	Opakowanie
103400	1,10 mm	10 sztuk, sterylne

Fluoroplastikowe dreny wentylacyjne typu Collar Button


- przeznaczone do wentylacji średnioterminowej
- klasyczny kształt
- dostępne 3 rozmiary (średnice wew.)
- dostępne modele z nicią ze stali chirurgicznej
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
104100		1,00 mm	10 sztuk, sterylne
104100-F	z nicią	1,00 mm	10 sztuk, sterylne
104125		1,25 mm	10 sztuk, sterylne
104125-F	z nicią	1,25 mm	10 sztuk, sterylne
104150		1,50 mm	10 sztuk, sterylne
104150-F	z nicią	1,50 mm	10 sztuk, sterylne

Fluoroplastikowe dreny wentylacyjne typu Shepard

- przeznaczone do wentylacji krótkoterminowej
- klasyczny kształt
- wyposażone w stalową nitkę
- pakowane pojedynczo, sterylnie



Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
104115		1,15	10 sztuk, sterylne
104115-F	z nicią	1,15	10 sztuk, sterylne

Fluoroplastikowe dreny wentylacyjne typu Shah

- przeznaczone do wentylacji średnioterminowej
- poszerzony kołnierz wewnętrzny
- wyposażone w języczek
- pakowane pojedynczo, sterylnie



Nr kat.	Opis	Ø wew.	Opakowanie
104200	z języczkiem	1,14 mm	10 sztuk, sterylne
104210		1,14 mm	10 sztuk, sterylne