



Tytanowe implanty całkowite (TORP)

- średnica 3 mm
- wykonane z jednego kawałka tytanu
- doskonała stabilizacja
- regulowana pozycja głowicy (oprócz implantów o dł. 3 mm)
- pakowane pojedynczo, sterylnie

Głowica centralna

Nr kat.	Długość	Opakowanie
11930	3,0 mm	1 sztuka, sterylny
11935	3,5 mm	1 sztuka, sterylny
11940	4,0 mm	1 sztuka, sterylny
11942	4,25 mm	1 sztuka, sterylny
11945	4,5 mm	1 sztuka, sterylny
11947	4,75 mm	1 sztuka, sterylny
11950	5,0 mm	1 sztuka, sterylny
11955	5,5 mm	1 sztuka, sterylny
11960	6,0 mm	1 sztuka, sterylny
11965	6,5 mm	1 sztuka, sterylny
11970	7,0 mm	1 sztuka, sterylny



Głowica offsetowa

Nr kat.	Długość	Opakowanie
11830	3,0 mm	1 sztuka, sterylny
11835	3,5 mm	1 sztuka, sterylny
11840	4,0 mm	1 sztuka, sterylny
11842	4,25 mm	1 sztuka, sterylny
11845	4,5 mm	1 sztuka, sterylny
11847	4,75 mm	1 sztuka, sterylny
11850	5,0 mm	1 sztuka, sterylny
11855	5,5 mm	1 sztuka, sterylny
11860	6,0 mm	1 sztuka, sterylny
11865	6,5 mm	1 sztuka, sterylny
11870	7,0 mm	1 sztuka, sterylny





Tytanowe implanty częściowe (PORP)

- średnica 3 mm
- głowica centralna lub offsetowa
- wykonane z jednego kawałka tytanu
- doskonała stabilizacja
- pakowane pojedynczo, sterylne

Głowica centralna z pełną podstawą

Nr kat.	Długość robocza	Opakowanie
12905	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12910	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12912	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12915	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12917	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12920	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12922	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12925	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12930	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12935	3,5 mm	1 sztuka, sterylne



Głowica centralna ze szczelinową podstawą

Nr kat.	Długość robocza	Opakowanie
12705	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12710	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12712	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12715	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12717	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12720	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12722	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12725	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12730	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12735	3,5 mm	1 sztuka, sterylne





Implanty PORP z głowicą offsetową i szczelinową podstawą

Nr kat.	Długość robocza	Opakowanie
12805	0,5 mm	1 sztuka, sterylne
12810	1,0 mm	1 sztuka, sterylne
12812	1,25 mm	1 sztuka, sterylne
12815	1,5 mm	1 sztuka, sterylne
12817	1,75 mm	1 sztuka, sterylne
12820	2,0 mm	1 sztuka, sterylne
12822	2,25 mm	1 sztuka, sterylne
12825	2,5 mm	1 sztuka, sterylne
12830	3,0 mm	1 sztuka, sterylne
12835	3,5 mm	1 sztuka, sterylne



Tytanowe implanty całkowite (TORP) skracalne, z oddzielną podstawą

- średnica 0,4 mm
- dwuczęściowe, składają się z płaszczka i podstawy
- płaszczek może być skracany do żądanej długości
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Opis	Długość	Opakowanie
11100	Implant skracalny od 7,8 mm do 2,8 mm (co 1 mm)	7,8 mm	1 sztuka, sterylne
11200	Implant skracalny od 7,3 mm do 2,3 mm (co 1 mm)	7,3 mm	1 sztuka, sterylne



Tytanowe implanty całkowite skracalne, regulowane, z oddzielną podstawą

- średnica 0,4 mm
- dwuczęściowe, składają się z płaszczu i podstawy
- regulowany kąt zagięcia
- płaszcz skracalny
- brak ostrych krawędzi
- pakowane pojedynczo, sterylnie



Nr kat.	Opis	Długość	Opakowanie
11500	Implant skracalny od 7,8 mm do 2,8 mm (co 1 mm)	7,8 mm	1 sztuka, sterylny
11600	Implant skracalny od 7,3 mm do 2,3 mm (co 1 mm)	7,3 mm	1 sztuka, sterylny

Tytanowe implanty całkowite (TORP) skracalne, z oddzielną głowicą

- średnica 0,4 mm
- składają się z płaszczu z podstawą i głowicy
- płaszcz skracalny
- brak ostrych krawędzi, bardzo lekkie
- pakowane pojedynczo, sterylnie



Nr kat.	Opis	Długość	Opakowanie
11300	Implant skracalny od 7,5 mm do 3,5 mm (co 1 mm)	7,5 mm	1 sztuka, sterylny
11400	Implant skracalny od 7,0 mm do 3,0 mm (co 1 mm)	7,0 mm	1 sztuka, sterylny



Tytanowe implanty częściowe (PORP), skracalne, z oddzielną głowicą

- średnica 0,3 mm
- składają się z płaszczu z podstawą oraz głowicy
- płaszcz skracalny
- brak ostrych krawędzi, bardzo lekkie
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Opis	Długość	Opakowanie
12100	Implant skracalny od 5,5 mm do 2,5 mm (co 1 mm)	5,5 mm	1 sztuka, sterylny
12200	Implant skracalny od 5,0 mm do 2,0 mm (co 1 mm)	5,0 mm	1 sztuka, sterylny

Próbniki implantów całkowitych

Nr kat.	Długość
11000-D20	2,0 mm
11000-D25	2,5 mm
11000-D30	3,0 mm
11000-D35	3,5 mm
11000-D40	4,0 mm
11000-D45	4,5 mm
11000-D50	5,0 mm
11000-D55	5,5 mm
11000-D60	6,0 mm
11000-D65	6,5 mm
11000-D70	7,0 mm
11000-D75	7,5 mm

Próbniki implantów częściowych

Nr kat.	Długość
12000-D05	0,5 mm
12000-D10	1,0 mm
12000-D15	1,5 mm
12000-D17	1,75 mm
12000-D20	2,0 mm
12000-D25	2,5 mm
12000-D30	3,0 mm
12000-D35	3,5 mm
12000-D40	4,0 mm
12000-D45	4,5 mm
12000-D50	5,0 mm
12000-D55	5,5 mm



Protezy strzemiączka

Platynowo-teflonowe®, Ø 0,4 mm


Nr kat.	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)	Opis
10540425	5,25 mm	4,25 mm	
10540450	5,50 mm	4,50 mm	
10540475	5,75 mm	4,75 mm	
10540600	7,00 mm	6,00 mm	skraccalne
10540900	10,00 mm	9,00 mm	skraccalne

Platynowo-teflonowe®, Ø 0,6 mm

Nr kat.	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)	Opis
10560425	5,25 mm	4,25 mm	
10560450	5,50 mm	4,50 mm	
10560475	5,75 mm	4,75 mm	
10560600	7,00 mm	6,00 mm	skraccalne
10560900	10,00 mm	9,00 mm	skraccalne

Długość całkowita (A)

Długość robocza (B)



Tytanowe, Ø 0,4 mm

Nr kat.	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)
10640425	5,25 mm	4,25 mm
10640450	5,50 mm	4,50 mm
10640475	5,75 mm	4,75 mm
10640700	8,00 mm	7,00 mm

Tytanowe, Ø 0,6 mm

Nr kat.	Dł. całkowita (A)	Dł. robocza (B)
10660425	5,25 mm	4,25 mm
10660450	5,50 mm	4,50 mm
10660475	5,75 mm	4,75 mm
10660700	8,00 mm	7,00 mm

