



Jednorazowe kaniule ssące do otochirurgii

- zagięta kaniula wykonana ze stali nierdzewnej
- złącze typu Luer-/ Luer-Lock
- atraumatyczna zaokrąglona końcówka
- szeroki wybór rozmiarów
- pakowane pojedynczo, sterylne
- opakowanie zbiorcze 50 szt.



Nr kat.	Długość	Średnica	Kolor	Złącze
302004	70 mm	0,4 mm	szary	Luer
302006	70 mm	0,6 mm	niebieski	Luer
302007	70 mm	0,7 mm	czarny	Luer
302008	70 mm	0,8 mm	zielony	Luer
302010	70 mm	1,0 mm	biały	Luer
302012	70 mm	1,2 mm	różowy	Luer
302014	70 mm	1,4 mm	czerwony	Luer
302016	70 mm	1,6 mm	biały	Luer
302020	70 mm	2,0 mm	zielony	Luer
303007	80 mm	0,7 mm	czarny	Luer
303014	80 mm	1,4 mm	czerwony	Luer
303020	80 mm	2,0 mm	zielony	Luer
303025	80 mm	2,5 mm	przezroczysty	Luer-Lock
303030	80 mm	3,0 mm	przezroczysty	Luer-Lock
303040	80 mm	4,0 mm	przezroczysty	Luer-Lock
304014	100 mm	1,4 mm	czerwony	Luer
304020	100 mm	2,0 mm	zielony	Luer
304025	100 mm	2,5 mm	przezroczysty	Luer-Lock
304030	100 mm	3,0 mm	przezroczysty	Luer-Lock

Rączka do jednorazowych kaniul ssących

- kontrola siły ssania
- złącze typu Luer
- pakowane pojedynczo, sterylne



Nr kat.	Opakowanie
301000	50 sztuk