



Wewnętrzne stabilizatory do nosa, silikonowe, z kanałem powietrznym

- wykonane z miękkiego materiału (silikon)
- kanał powietrzny ułatwiający oddychanie
- nie przywierają do tkanek
- otwory do przyszywania stabilizatora
- powierzchnia z efektem lotosu
- sterylne, pakowane parami

Nr kat.	Opakowanie
---------	------------

2030100	5 par
---------	-------

2030100-50	50 par
------------	--------



Wewnętrzne stabilizatory do nosa, silikonowe, bez kanału powietrznego

- wykonane z miękkiego materiału (silikon)
- nie przywierają do tkanek
- otwory do przyszywania stabilizatora
- powierzchnia z efektem lotosu
- sterylne, pakowane parami

Nr kat.	Opakowanie
---------	------------


2030110	5 par
---------	-------





Wewnętrzne stabilizatory do nosa, fluoroplastikowe (FEP)

- dwuczęściowe, podtrzymujące przegrodę nosa
- nie przywierają do tkanek (FEP – teflon medyczny)
- otwory do przyszywania stabilizatora
- dostępne w 2 rozmiarach i 3 grubościach
- pakowane pojedynczo lub parami
- sterylne





Nr kat.	Rozmiar	Grubość	Opakowanie	
2041025	mały	0,25 mm	5	par
2041025-S	mały	0,25 mm	10	sztuk
2041050	mały	0,50 mm	5	par
2041050-S	mały	0,50 mm	10	sztuk
2041075	mały	0,75 mm	5	par
2041075-S	mały	0,75 mm	10	sztuk
2042025	duży	0,25 mm	5	par
2042025-S	duży	0,25 mm	10	sztuk
2042050	duży	0,50 mm	5	par
2042050-S	duży	0,50 mm	10	sztuk
2042075	duży	0,75 mm	5	par
2042075-S	duży	0,75 mm	10	sztuk
2043050	64 × 30 mm	0,50 mm	5	par
2043025	64 × 38 mm	0,25 mm	5	par



Aluminiowe zewnętrzne stabilizatory nosa

Aluminiowe stabilizatory nosa znajdują zastosowanie w laryngologii, medycynie ratunkowej oraz chirurgii plastycznej. Materiał z jakiego są wykonane zapewnia stabilną ochronę oraz umożliwia szybkie dopasowanie do kształtu anatomicznego nosa. Wewnętrzna powierzchnia stabilizatora jest samoprzylepna, co ułatwia jego mocowanie na nosie.

- łatwe formowanie odpowiedniego kształtu
- wewnętrzna powierzchnia samoprzylepna
- dostępne w 4 rozmiarach
- kolor cielisty
- w zestawie gąbki ochronne



Nr kat.	A	×	B	×	C	Opakowanie
2060100	50	×	33	×	28 mm	10 sztuk
2060200	56	×	38	×	30 mm	10 sztuk
2060200-25	56	×	38	×	30 mm	25 sztuk
2060300	64	×	40	×	36 mm	10 sztuk
2060300-25	64	×	40	×	36 mm	25 sztuk
2060400	66	×	42	×	45 mm	10 sztuk
2060400-25	66	×	42	×	45 mm	25 sztuk




Aluminiowe zewnętrzne stabilizatory nosa – zestaw

- łatwe formowanie odpowiedniego kształtu
- wewnętrzna powierzchnia samoprzylepna
- dostępne w 4 rozmiarach
- kolor cielisty
- w zestawie gąbki ochronne

Każdy zestaw zawiera:

- 1 stabilizator nosowy
- 1 kpl. gąbek ochronnych
- 1 wacik nasączony alkoholem
- 1 wacik nasączony preparatem ochronnym Prep™
- 1 kpl. pasków nosowych (sterylnych)
- 1 wacik do usuwania typu Remove™



Art. nr	A	×	B	×	C	Opakowanie
2060100-K	50	×	33	×	28 mm	5 zestawów
2060200-K	56	×	38	×	30 mm	5 zestawów
2060300-K	64	×	40	×	36 mm	5 zestawów
2060400-K	66	×	42	×	45 mm	5 zestawów






Termoplastyczne zewnętrzne stabilizatory nosa

Stabilizatory termoplastyczne wykonane z materiału, który zmienia swą twardość i elastyczność pod wpływem temperatury. Dzięki temu można w łatwy i szybki sposób idealnie dopasować je do kształtu anatomicznego nosa.

Ogrzanie stabilizatora w ciepłej wodzie powoduje zmianę jego struktury ze sztywnej na elastyczną oraz koloru z białego na przezroczysty. Proces ten można odwrócić – po uformowaniu odpowiedniego kształtu, stabilizator można usztywnić schładzając go w zimnej wodzie.

- w kształcie prostokąta lub trapezu
- w zestawie 3 gąbki ochronne
- dostępne w 5 rozmiarach i 2 grubościach
- wewnętrzna powierzchnia samoprzylepna (nie dotyczy 2051010 i 2050010)



Nr kat.	A	×	B	×	C	Grubość	Opakowanie
2050100	56	×	38	×	30 mm	2,4 mm	10 sztuk
2050200	64	×	40	×	36 mm	2,4 mm	10 sztuk
2050300	66	×	42	×	45 mm	2,4 mm	10 sztuk
2051100	56	×	38	×	30 mm	1,6 mm	10 sztuk
2051200	64	×	40	×	36 mm	1,6 mm	10 sztuk
2051300	66	×	42	×	45 mm	1,6 mm	10 sztuk

Nr kat.	A	×	B	Grubość	Opis	Opakowanie
2050000	80	×	50 mm	2,4 mm	do przycięcia	10 sztuk
2050010	100	×	75 mm	2,4 mm	do przycięcia	10 sztuk
2051000	80	×	50 mm	1,6 mm	do przycięcia	10 sztuk
2051010	100	×	75 mm	1,6 mm	do przycięcia	10 sztuk