

Sterylnie osłony


Sterylnie osłony

Mikroskopy operacyjne, mobilne systemy RTG (ramię C), kamery i inne urządzenia medyczne stanowią obecnie standardowe wyposażenie sal operacyjnych oraz stosowane są w codziennej praktyce chirurgicznej. W związku ze stale wzrastającymi wymaganiami sanitarno-higienicznymi oraz coraz wyższymi standardami jakościowymi dostępność szerokiej gamy, łatwych w obsłudze i bezpiecznych produktów do sterylnej ochrony urządzeń jest obecnie warunkiem bezwzględnie wymaganym.

Firma Spiggle&Theis oferuje szeroką gamę różnorodnych produktów wysokiej jakości w zakresie osłon sterylnych. Jedną ze szczególnych zalet stanowi, np. nowa, bardzo wysoka jakość soczewek w osłonach na mikroskopy oraz opatentowany system klipsów do wieloelementowych osłon ramion C. Inne cechy przedstawione zostały w indywidualnych opisach produktów.


- Materiał: Polietylen
- Soczewka: Poliwęglan
- Soczewka standardowa = *Końcówka F* (w numerze katalogowym)
- Soczewka wysokiej jakości = *Końcówka H* (w numerze katalogowym)
- Bezłateksowe
- Sterylizowalne w tlenku etylenu

A




Bez tubusa asystenckiego
i innych akcesoriów

B




Z wydłużonym monokularnym
tubusem asystenckim

C



Z binokularnym tubusem
asystenckim

D



Z binokularnym tubusem
asystenckim





Sterylnie osłony

Osłony sterylne

- Do mikroskopów Zeiss i Möller-Wedel
- Średnica soczewki 48 oraz 65 mm

Art. nr	Wymiary	Kształt	Soczewka Ø	Opis	Opakowanie
2548020F	50 × 155 cm	A	48 mm		10 sztuk
2548030F	125 × 67 × 155 cm	B	48 mm		10 sztuk
2548040F	135 × 80 × 155 cm	C	48 mm		10 sztuk
2548050F	115 × 180 cm	D	48 mm		10 sztuk
2548070F	115 × 260 cm	D	48 mm		10 sztuk
2548090H	115 × 210 cm	D	48 mm		10 sztuk
2565070F	50 × 160 cm	A	65 mm		10 sztuk
2565010F	125 × 67 × 155 cm	B	65 mm		10 sztuk
2565080H	125 × 67 × 155 cm	B	65 mm		10 sztuk
2565080HX	125 × 67 × 155 cm	B	65 mm	80 shore	10 sztuk
2565060F	135 × 80 × 155 cm	C	65 mm		10 sztuk
2565020F	115 × 180 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565020H	115 × 180 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565030F	115 × 260 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565030H	115 × 260 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565035H	120 × 260 cm	D	65 mm	z uchwytami	10 sztuk
2565040F	115 × 300 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565040H	115 × 300 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565050F	115 × 210 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565050H	115 × 210 cm	D	65 mm		10 sztuk
2565090H	137 × 260 cm	D	65 mm		5 sztuk
2565100H	137 × 380 cm	D	65 mm		5 sztuk
2565120F	50 cm		65 mm		10 sztuk
2565120FXL	130 cm		65 mm		10 sztuk

Sterylnie osłony

- Do mikroskopów Leica i Wild-Leitz
- Średnica soczewki 70 lub 87,5mm
- Bezłateksowe



Art. nr	Wymiary	Kształt	Soczewka Ø	Opis	Opakowanie	Skośna soczewka
2500110H	115 × 165 cm	D	70 mm	Skośna soczewka	10 sztuk	
2500120H	115 × 260 cm	D	70 mm	Skośna soczewka	10 sztuk	
2500130H	137 × 265 cm	D	70 mm	Skośna soczewka	5 sztuk	
2500140H	115 × 300 cm	D	70 mm	Skośna soczewka	10 sztuk	
2510110H	115 × 300 cm	D	87,5 mm	Skośna soczewka	5 sztuk	

Sterylnie osłony

Osłony do Ramienia C

Osłony jednoczęściowe lub uniwersalne o kształcie pudełkowym posiadają otwarcie w dolnej części pokrowca. Osłony w kształcie C posiadają otwór z tyłu pokrowca.

Osłony dwu- i trzyczęściowe posiadają opatentowany system mocowania (klipsy), który pozwala na jej swobodne poruszanie, gdy jest ona już założona oraz zawiera jedną lub dwie pokrywy do głowicy ramienia C.



- Materiał: Polietylen
- Pokrywy uniwersalne, jednoczęściowe a także dwu lub trzyczęściowe do wybranych systemów
- Pokrywy dwu i trzyczęściowe wyposażone w klipsowy system mocowania
- System klipsowy pozwala na swobodne przemieszczanie pokrywy po jej założeniu

Art. nr	Wymiary	Description	Feature	Opakowanie
2900100	110 × 225 cm		1-częściowa	10 sztuk
2900110	115 × 240 cm		1-częściowa	10 sztuk
2900200	150 × 260 cm		1-częściowa	10 sztuk
2900300	190 × 105 cm		1-częściowa	10 sztuk
2900400	230 × 100 cm		1-częściowa	10 sztuk
2900500	90 × 210 cm	z paskami	1-częściowa	10 sztuk
2900500W	90 × 210 cm	bez pasków	1-częściowa	10 sztuk
2900502		Siremobile 2000, system klipsowy	2-częściowa	4 sztuk
2900503		Siremobile 2000, system klipsowy	3-częściowa	4 sztuk
2900602		Ziehm CB7D, system klipsowy	2-częściowa	5 sztuk
2900603		Ziehm CB7D, system klipsowy	3-częściowa	5 sztuk
2900703		Philips BV/29, system klipsowy	3-częściowa	4 sztuk
2900712		Philips BV/25, system klipsowy	2-częściowa	4 sztuk
2900910	31 × 190 × 20 / 46 × 25 × 69 / 45 × 17 × 65 cm			40 sztuk
2900920	31 × 190 × 20 / 49 × 30 × 75 / 45 × 17 × 65 cm			40 sztuk



Sterylnie osłony

Osłony do konsoli

Osłony firmy Spiggle&Theis posiadają kształt okrągły lub prostokątny. Przeznaczone są do okrywania konsol lub innych urządzeń medycznych, które nie posiadają własnych, dedykowanych osłon. Oferujemy szeroki wybór osłon, o różnych kształtach i wymiarach.

- Materiał: polietylen
- Okrągły lub prostokątny kształt
- Podwójny szew, mocny materiał
- Szeroki wybór rozmiarów

Art. nr	Wymiary	Opis	Opakowanie
2700001	40 × 45 cm	Okrągła	20 sztuk
2700011	42 × 50 cm	Okrągła	20 sztuk
2700021	60 × 50 cm	Okrągła	20 sztuk
2700031	75 × 75 cm	Okrągła	15 sztuk
2700041	90 × 75 cm	Prostokątna	20 sztuk
2700051	120 × 110 cm	Prostokątna	15 sztuk
2700061	75 × 75 cm	Prostokątna	20 sztuk
2700071	75 × 90 cm	Prostokątna	20 sztuk
2700081	80 × 100 cm	Prostokątna	20 sztuk
2700091	100 × 120 cm	Prostokątna	15 sztuk
2700101	50 × 70 cm	Prostokątna	20 sztuk
2700111	50 × 60 cm	Prostokątna	20 sztuk

Sterylnie osłony na kamery

- Materiał: polietylen
- Bezlateksowe

Art. nr	Wymiary	Feature	Opakowanie
2800050	13 × 250 cm	Składana teleskopowo	50 sztuk
2800060	15 × 250 cm	Składana teleskopowo	20 sztuk
2800090	15 × 240 cm	Wersja podstawowa	20 sztuk
2800100	17.5 × 240 cm	Wersja de luxe	20 sztuk
2800110	16 × 254 cm	Pierścieniowa	15 sztuk
2800130	22.5 × 240 cm		20 sztuk
DCC 8007	18 × 246 cm	Łącznikowa	40 sztuk

Inne pokrywy

Art. nr	Wymiary	Typ	Opis	Opakowanie
2500010	Uniwersalny	Do rączek mikroskopu		20 sztuk
2800070	8 × 150 cm	Do przewodów wiertarki		30 sztuk
2800150	46 × 46 cm (incision area)	Obłożenie operacyjne (oko / ucho) okrągłe	6 cm, z pojemnikiem zbiorczym	40 sztuk
2800160	102 × 115 cm	Ostona do monitora	Z wentylacją	10 sztuk
2800180	Rękawiczki rozm. 8,5			10 sztuk
2903	102.5 × 300 cm (universal)	Ramię mikroskopu/lasera		5 sztuk