




TubaVent – kateter balonowy do plastyki trąbki Eustachiusza



TubaVent – małoinwazyjna i bezpieczna metoda leczenia chronicznych dysfunkcji trąbki Eustachiusza. Kateter wprowadzany jest do trąbki za pomocą specjalnie zaprojektowanego insertera i mikro-endoskopu. Przy użyciu dedykowanej pompy wprowadza się do części dystalnej katetera płyn pod ściśle określonym ciśnieniem. Efektem zabiegu jest powiększenia światła trąbki słuchowej i przywrócenie jej prawidłowego funkcjonowania. Liczne badania naukowe potwierdzają wysoką skuteczność i efektywność tej metody.



Nr kat.	Opis	Opakowanie
2080-1300320	kateter TubaVent	pojedynczo, sterylnie
2080-9030040	pompa do TubaVent	pojedynczo, sterylnie